

Indicazioni prelievo di sangue per test di parentela

- Prelevare almeno 0.5 ml di sangue in provetta con anticoagulante (K3-EDTA).
- Riportare l'identificativo del cane (MICROCHIP) sulla provetta.
- Conservare la provetta di sangue mantenendola refrigerata fino all'arrivo in laboratorio.
- Consegnare la provetta al laboratorio con allegata la relativa documentazione (Modulo Certificazione Campione Biologico_Richiesta Test di Parentela).
- Compilare il modulo singolarmente per ogni campione per il quale è richiesta l'analisi.